

## Stellungnahme zu Hygiene-Richtlinien für den Krankenhaus-Einsatz

Firma	Telecontact Handel + Service GmbH	
Gerät	Kontaktmatte mit Sensor-Technologie	
Typenbezeichnung	<b>Telemat</b>	
Produktbeschreibung	Sturzprophylaxe mit Schwestern-Rufanlagen-Anschluss	
Verwendungszweck	zur Alarmierung bei Aufstehversuchen sturzgefährdeter und/oder zur Ruhe verpflichteter Personen	
<input type="checkbox"/> Einwegprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrwegprodukt	
<b>Manuelle Wischdesinfektion</b>		
Gruppe gebrauchsfertige alkoholische Produkte	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Quaternäre Ammonium-Verbindungen und ev. Glucoprotamin	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sauerstoffabspalter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<b>Maschinelle Desinfektion im Reinigungs- &amp; Desinfektionsautomaten</b> Telemat sind zur maschinellen Desinfektion <u>nicht</u> geeignet, darf nicht geknickt werden		

Wien, im März 2020



Telecontact Handel + Service GmbH  
Margaretenstraße 164  
A-1050 Wien  
Telefon: +43(0)1 8903100  
office@telecontact.at  
www.telecontact.at

