

## Stellungnahme zu Hygiene-Richtlinien

für den Krankenhaus-Einsatz

Firma	Telecontact Handel + Service GmbH
Gerät	Sensor Bettfluchtbügel
Typenbezeichnung	<b>Teleguard Bettfluchtbügel</b>
Produktbeschreibung	Sturzprophylaxe
Verwendungszweck	zur Alarmierung bei Aufstehversuchen sturzgefährdeter und/oder zur Ruhe verpflichteter Personen
<input type="checkbox"/> Einwegprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrwegprodukt
<b>Manuelle Wischdesinfektion</b>	
Gruppe gebrauchsfertige alkoholische Produkte	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Quaternäre Ammonium-Verbindungen und ev. Glucoprotamin	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sauerstoffabspalter	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Maschinelle Desinfektion im Reinigungs- &amp; Desinfektionsautomaten</b>	
Teleguard sind zur maschinellen Desinfektion <u>nicht</u> geeignet	

Wien, im Mai 2017