

Stellungnahme zu Hygiene-Richtlinien für den Krankenhaus-Einsatz

Firma	Telecontact Handel + Service GmbH
Gerät	Daza Bedscan Bettüberwachung
Typenbezeichnung	Daza 7190 + 7290 - mit Easywave Sender Daza 7090 Bedscan - mit Daza Sender
Produktbeschreibung	Aufstehüberwachung
Verwendungszweck	zur Alarmierung bei Aufstehversuchen sturzgefährdeter und/oder zur Ruhe verpflichteter Personen
<input type="checkbox"/> Einwegprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrwegprodukt
Manuelle Wischdesinfektion	
Gruppe gebrauchsfertige alkoholische Produkte	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Quaternäre Ammonium-Verbindungen und ev. Glucoprotamin	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sauerstoffabspalter	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Maschinelle Desinfektion im Reinigungs- & Desinfektionsautomaten Daza Bedscan sind zur maschinellen Desinfektion <u>nicht</u> geeignet.	

Salzburg, im Mai 2017



Telecontact Handel + Service GmbH
Margaretenstraße 164
A-1050 Wien
Telefon: +43(0)1 8903100
office@telecontact.at
www.telecontact.at